



Lüto

Dein smarter Lebensretter



Bedienungsanleitung

Lüto - Deine Ortungsuhr von Sandersfeld



Mein, ich bin Lüto, der kleine Leuchtturm!

Weshalb gibt es mich?

Meine Aufgabe ist es, dir mehr Sicherheit im Alltag zu geben. Wie ich das mache? Ziemlich smart! Ich bin eine Ortungsuhr und am Handgelenk stets an deiner Seite. Ob nun beim Spaziergang am Strand, bei Sturm in der Nacht oder beim Einkaufen – deine Familie weiß, ich bin bei dir. Sollte dann mal etwas passieren, ist Hilfe nur einen Knopfdruck entfernt.

Wie wendest du mich an?

Du legst mich wie eine übliche Armbanduhr an und dazu bin ich noch kinderleicht zu bedienen. Indem du meine Seitentaste drückst, sende ich drei Sekunden einen Notruf an die Notrufleitstelle Sandersfeld. Rund um die Uhr ist dort ein vertrauenswürdiger Mitarbeiter für dich zur Stelle. Damit Helfer dich im Ernstfall finden, kann die Leitstelle dich mit ihrem zuverlässigen Ortungs-Service schnell und ohne Umwege ausfindig machen. Dank meiner langen Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden biete ich dir Sicherheit von früh bis spät. Ich sage dir, wann du mich aufladen solltest. Mit der mitgelieferten Ladestation bin ich dann im Nu wieder einsatzbereit. Neben meiner wichtigsten Aufgabe, deiner Sicherheit, überzeuge ich aber auch mit meiner umwerfenden Optik. Ob blau, rot, schwarz oder andere Materialien, du kannst aus vielen unterschiedlichen Armbändern wählen.

Fragen rund um Lüto?

Wir bedanken uns zunächst mal für den Kauf unserer Ortungsuhr Lüto. Die Uhr entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, musst du als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achte hierauf. Hebe deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Inhaltsverzeichnis

1. Material und Zubehör.....	01
2. Anwendungsrisiken & Limitationen.....	02
a. Allergische Reaktionen.....	02
b. Herzschrittmacher.....	02
c. Empfang.....	02
d. Sehbehindert.....	02
3. Anwendungshinweise zur Inbetriebnahme	03
a. Schaubild Funktionen.....	03
b. Laden der Uhr.....	04
c. Einschalten & Ausschalten.....	05
d. Weitere Funktionen.....	05
e. Einstellung.....	06
4. Technische Daten & Produktkennzeichnung.....	07
5. Wartungs- und Pflegehinweise	08
a. Reinigung.....	08
b. Desinfektion.....	08
c. Wartung.....	08



1. Material und Zubehör

Die Uhr besteht aus Kunststoff und wird mit allem erforderlichem Zubehör (siehe Schaubild) ausgeliefert. Standardmäßig ist die Uhr mit einem schwarzen Armband ausgestattet, welches aus Silikon besteht. Alternativ gibt es auch farbige Armbänder, welche aus Kunstleder oder Nylon bestehen.

Das Zubehör setzt sich wie folgt zusammen:





2. Anwendungsrisiken und Limitationen

Wir möchten auf folgende Risiken hinweisen:

a. Allergische Reaktion

Die Armbänder bestehen aus Nylon oder Silikon - bitte beachte dies, solltest dagegen allergisch sein.

b. Herzschrittmacher und ICD-Träger

Als Schrittmacher- und ICD-Träger solltest du einen Mindestabstand von 10cm zur induktiven Ladestation einhalten.

c. Empfang

Bitte stelle sicher, dass du immer einen ausreichenden Empfang zum Mobilfunknetz hast. Sollte kein Empfang bestehen, kann kein Notruf und auch keine Ortung erfolgen. In Innenräumen und überdachten Bereichen ist die Ortung eingeschränkt.

d. Sehbehindert

Die Uhr ist nicht für Menschen mit Sehbehinderung geeignet.

e. Hygiene und Aufladen

Beim Tragen von Lüto achte bitte darauf, dass auf der Haut keine Rückstände von Hautcreme sind und die Kontakte der Uhr sauber auf deiner Haut aufliegen. Außerdem musst du die Uhr einmal täglich in einem festen Rhythmus aufladen.



3. Anwendungshinweise zur Inbetriebnahme

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung

- Die Uhr muss vor Gebrauch individuell programmiert werden, sonst kannst du keinen Notruf auslösen.
- Nur das beiliegende Steckernetzteil und die beiliegende Ladestation nutzen.
- Das Gehäuse der Uhr nicht öffnen. Das Gehäuse darf nur von Fachleuten geöffnet werden.
- Die Uhr weder Hitze oder Kälte noch Chemikalien, übermäßigem Staub oder heftigen Erschütterungen aussetzen.

Wenn du das Gefühl hast, dass mit der Uhr etwas nicht stimmt, benachrichtige die Servicezentrale: 0491 - 9 28 29 – 100.

a. Schaubild der Funktionen



- 1. magnetischer USB-Anschluss
- 2. SIM-Kartensteckplatz
- 3. Touchscreen

- 4. EIN-Taste / SOS-Taste
- 5. Sensoren
- 6. Lautsprecher

b. Laden der Uhr

Die Batterie in dieser Uhr ist nicht umtauschbar. Nach einer langen Zeit der Nichtbenutzung kann sich die Uhr aufgrund eines niedrigen Batterie-standes nicht einschalten lassen. Bitte lade die Uhr täglich auf, um sicher-zustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

1. Schritt

Bitte verbinde die Ladestation mit dem USB-Netzgerät und lass diese angeschlossen.



2. Schritt

Lege die Uhr auf die Ladestation, bis die akustische Information kommt „Uhr wird geladen“. Dann ist Lüto eingeschaltet.



3. Schritt

Die Batterie der Uhr sollte jeden Tag überprüft werden und gegebenenfalls nachgeladen werden. Solltest du die Uhr nicht tragen, lege diese bitte auf der Ladestation ab.



Hinweis: Die Batterie in der Uhr ist nicht austauschbar.

Bitte lade die Uhr täglich auf.

Bitte achte beim Tragen von Lüto drauf, dass die Kontakte der Uhr sauber auf der Haut aufliegen und keine Rückstände von Hautcremes vorhanden sind.



c. Einschalten der Uhr & Absetzen eines Notrufes

Einschalten der Uhr

Zum Einschalten der Uhr drücke die EIN-Taste drei Sekunden, bis sich die Uhr einschaltet.

Absetzen eines Notrufes

Halte zum Absetzen eines Notrufes die SOS-Taste drei Sekunden gedrückt. Es wird dann eine Verbindung zu Leitstelle Sandersfeld aufgebaut.

Achtung: Bitte die SIM-Karte nicht aus der Uhr entfernen.

d. Weitere Funktionen

Sturzmelder

Lüto enthält einen Bewegungssensor, der Bewegungen in jede Richtung messen kann. Der Sturz wird anhand mehrerer Kriterien erkannt. Anhand des Fallwinkels muss ein Aufprall festgestellt werden und eine liegende Position muss für 10 Sekunden erkannt werden. Sobald ein Sturz festgestellt wird, versendet Lüto eine Benachrichtigung, dass ein Notfall vorliegt, und kontaktiert automatisch die gewünschte Ansprechperson, ggf. als letzte Instanz dann die Notrufleitstelle.

GPS-Ortung in Intervallen per SMS möglich

Falls gewünscht, kann Lüto eine SMS mit den genauen Koordinaten und einem Link senden, über den man dann auf Google Maps die genaue Position einsehen kann.



e. Einstellung

Im eingeschalteten Zustand der Uhr kannst du dir durch Wischen nach links oder rechts alle Funktionen anzeigen lassen.

Folgende Funktionen steht dir zur Verfügung

- Auswahl Ziffernblätter
- Pulsmessung
- Schritte
- Kontakte



4. Technische Daten & Produktkennzeichnung

Abmessungen	47.5mm * 16.9mm
Gewicht	65g
Batterie	3.7V, 580 mAh.
Akkulaufzeit	bis zu 24 Stunden Normalbetrieb
Ladespannung	5V DC 1000 mA
SIM-Kartenhalter	nano SIM
Wasserdichtung	IPX8.
4 Ortungstechnologien	GPS, BLE, Wi-Fi, LBS
Frequenzbereich	850/900/1800/1900 MHz
Display	Amoled
Flash memory	1G DRAM + 8G DROM
WIFI	802.11 b/g/n, 2.4G
Produktkennzeichnung	IMEI 861352060000257 CE-Nummer 5632849
Modell	EV05-EU

Mikrofon und Lautsprecher sind eingebaut.

Maximale Leistung der Frequenz im Bereich der emittierten Frequenz, in der das Gerät arbeitet, beträgt 20 dBm.

5. Wartungs- und Pflegehinweise

Reinigungshinweise

Die Uhr mit einem weichen Tuch oder weicher Bürste säubern.

Hartnäckige Verunreinigungen mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen. Nur in Ausnahmefällen ein mildes, verdünntes Reinigungsmittel verwenden.

Warnung! Kein nasses Tuch zur Reinigung der Uhr benutzen. Keine rauen, aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel zur Reinigung benutzen. Diese schädigen die Uhr. Darauf achten, dass bei der Reinigung keine elektrischen Kontakte mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

Desinfektionshinweise

Zur handfeuchten Wischdesinfektion der Uhr handelsübliche Desinfektionsmittel verwenden.

Wartungshinweise

Damit die Uhr auch nach langer Nutzung die maximale Sicherheit bietet, sollte eine Wartung spätestens nach drei Jahren erfolgen. Wende dich gerne dann an unsere Fachabteilung Hausnotruf.

Folgende Schritte sollten durchgeführt werden:

- Reinigen und desinfizieren
- Klebrige Rückstände oder Creme entfernen
- Anschlussleitungen auf Beschädigungen und Wackelkontakte prüfen
- Defekte Anschlussleitungen ersetzen
- Gehäuse auf mechanische Beschädigungen prüfen
- Funktionsprüfung durchführen





24h Notruf-Hotline:
0491 - 9 28 29 - 100

Sandersfeld Sicherheitstechnik GmbH

Am Nüttermoorer Sieltief, 26789 Leer

Tel.: 0491 - 9 28 29 - 250

E-Mail: lueto@sandersfeld.de



Lüto

Dein smarter Lebensretter

HAUSNOTRUF
Sandersfeld

